



SOUND REACH

Equipo Quirúrgico Ultrasónico
Generador y Tijeras CSUS 8000



Teconología
Tissue Sense™



Sello de 5mm



Nuevo Diseño
Compacto



Interfaz de
Pantalla Táctil



CE Certificado



La plataforma ultrasónica Sound Reach™ da un salto gigante hacia adelante.

El generador 8000 cuenta con un nuevo diseño distintivo y características únicas que transforman el camino de la cirugía.



Tecnología Tissue Sense™

Un avance tecnológico que cambia la forma de actuar.

Tissue Sense es la combinación de hardware y software que permite al Generador 8000 monitorizar simultáneamente señales desde las tijeras y ajustar la energía según la resistencia del tejido.

Esto permite una experiencia de corte suave y consistente, independientemente del grosor del tejido y los ajustes predeterminados, eliminando la necesidad de cambiar constantemente los ajustes de salida, para que los cirujanos puedan concentrarse en la cirugía.



Multi-lenguaje

La plataforma de la serie 8000 está pre-cargada con múltiples lenguajes para dar soporte a usuarios locales.



Sello vascular de 5mm

Capacidad de sellado seguro vascular de hasta 5 mm.



Diseño Compacto

Una apariencia más delgada para permitir más espacio en la carretilla.



Interfaz Táctil

Pantalla táctil de gran tamaño para un manejo fácil e intuitivo.

Tijeras **Sound Reach**

Tijeras de Serie PD



Las tijeras Sound Reach ofrecen una variedad de longitudes de hojas con diseño para múltiples usos, lo que las convierte en una opción ideal para brindar un rendimiento constante en cirugías.



Mandíbula Curva

Proporciona una gran claridad visual y dominio de la disección



Uso con una sola mano

Facilita la rotación y activación



Interoperabilidad entre Marcas

Se puede utilizar en sus generadores existentes

Código de Producto	Longitud del Eje	Disciplina	Cant./Caja
CH14PD	14 cm	Abierta, procedimientos ENT	3
CH23PD	23 cm	General, Procedimientos Pediátricos	3
CH36PD	36 cm	General, Bariátrica, Ginecología, Urología, Procedimientos de Endoscopia Colorrectal	3
CH45PD	45 cm	Procedimientos con enfermos obesos	3

CSUS 8000 System Components



Generador
CSUS 8000



Transductor
TRA6



Interruptor de Pie
FSW2



Carretilla(Opcional)
CART 6000



ATAL INNOVATIONS S.L.

C/ Iturriondo N° 18 Edif F Local 1,2- P.A.E
Ibarrabarri, 48940 Leioa (Bizkaia- España)

T +34-946855600

E_mail: info@atalinnovations.com

www.atalinnovations.com