


Uro-gynaecological prosthetic system

Polypropylene Surgical Mesh



Prolasso degli Organi Pelvici
Incontinenza Urinaria Maschile e Femminile

Pelvic Organ Prolapse
Male and Female Urinary Incontinence

Prolapso del Órgano Pélvico
Incontinencia Urinaria Masculina y Femenina



Index

Company Profile

Female Stress Urinary Incontinence

InGyne S®.....	1
InGyne MIS®.....	3

Male Stress Incontinence


Andromesh®.....	4
-----------------	---

Prolapses Female

InGyne PRO®.....	5
InGyne PELB®.....	7


Prolapses Female-Sacrocolpopexy

HALbaMesh®.....	9
Reference	11

 **DIPROMED** opera dal 1978 nel settore dei dispositivi medici. Da sempre ha coltivato un rapporto di stretta collaborazione con chirurghi e bioingegneri contribuendo alla ricerca, allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti impiantabili innovativi. Sulla base di questa esperienza, **DIPROMED** ha dato inizio alla produzione diretta di dispositivi medici. **DIPROMED** è specializzata nella produzione di:


- Reti chirurgiche in monofilamento di polipropilene per il trattamento delle ernie e la riparazione dei difetti della parete addominale;
- Sistema protesico uroginecologico per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo femminile (IUS) e per il rinforzo del pavimento pelvico;
- Sistema protesico urologico per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo maschile;
- Dispositivi diagnostici in vitro (IVD), contenitori per il trasporto di materiale biologico.

Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è certificato ISO 13485. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva Europea 93/42/CEE.

 Since 1978, **DIPROMED** works in the medical devices industry. It has always cooperated closely with surgeons and bioengineers making its contribution to research, development and achievement of innovative implantable products. With this experience, **DIPROMED** has started the direct production of medical devices. **DIPROMED** is specialized in manufacturing:


- Surgical mesh in polypropylene monofilament for the treatment of hernia and repair of abdominal wall defects;
- Uro-gynaecological prosthetic system for the treatment of female stress urinary incontinence (SUI) and for strengthening the pelvic floor;
- Urologic prosthetic system for the treatment of male stress urinary incontinence;
- In vitro diagnostic devices (IVD): containers for the transport of biological material.

The quality system for design, production and distribution is certificated ISO 13485. The devices are CE marked under Annex II of European Directive 93/42/EEC.

 Desde 1978 **DIPROMED** trabaja en la industria de dispositivo médicos. Siempre ha cooperado muy de cerca con cirujanos y bio-ingenieros contribuyendo a la investigación, desarrollo y consecución de productos de implantación innovadores. Con esta experiencia, **DIPROMED** ha empezado la producción directa de este tipo de dispositivos médicos. Somos especialistas en la fabricación de:


- Malla quirúrgica de monofilamento de polipropileno para el tratamiento de hernia y reparación de los defectos de pared abdominal;
- Sistema protésico uro-ginecológico para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina (SUI) y para refuerzo del suelo pélvico;
- Sistema protésico urológico para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina;
- Dispositivos de diagnóstico in vitro (DIV): contenedores para el transporte de material biológico.

El sistema de calidad para diseño, producción y distribución es certificado ISO 13485. Los dispositivos tienen marca CE bajo el Anexo II de la Directiva Europea 93/42 EEC.



67 g/m²

- Sistema protesico uro-ginecologico composto da una sling macroporosa in monofilamento di polipropilene con e senza guaina protettiva e, quando previsto, aghi introduttori in acciaio inox monouso, per approccio transotturatorio OUT-IN e sovrapubico.
- Uro-gynaecological prosthetic system composed by a macroporous polypropylene monofilament sling with and without transparent sheath and, if required, stainless disposable introducer needles for transobturator approach OUT-IN and suprapubic.
- Sistema protésico uro-ginecológico compuesto por una sling de polipropileno monofilamento con o sin vaina transparente y por dos introductores desechables de acero inoxidable, por técnica transobturadora OUT-IN y suprapúbica.



Polypropylene Suburethral Slings

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1250WS	1,2 x 50 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1250	1,2 x 50 cm	1 unidad/caja	



Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche


Transobturator OUT-IN system


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1250WS-EL	1,2 x 50 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1250EL	1,2 x 50 cm		
IGSD1250WS-TO	1,2 x 50 cm	1 unidad/caja	
*IGSD1250TO	1,2 x 50 cm		


Suprapubic system


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1250WS-TVT	1,2 x 50 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1250TVT	1,2 x 50 cm		

* Con guaina protettiva/with transparent sheath/con vaina transparente

Sistema protesico uro-ginecologico composto da una sling macroporosa in monofilamento di polipropilene con e senza guaina protettiva e, quando previsto, aghi introduttori in acciaio inox monouso per approccio transotturatorio IN-OUT e retropubico. 

Uro-gynaecological prosthetic system composed by a macroporous polypropylene monofilament sling with and without transparent sheath and, if required, stainless disposable introducer needles for transobturator approach IN-OUT and retropubic. 

Sistema protésico uro-ginecológico compuesto por una sling de polipropileno monofilamento con o sin vaina transparente y, si requeridos, por dos introductores desechables de acero inoxidable, por técnica transobturadora IN-OUT y retropúbica. 




Polypropylene Suburethral Slings

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1245WSIO	1,2 x 45 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1245IO	1,2 x 45 cm	1 unidad/caja	




Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche


Transobturator IN-OUT system


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1245WSIO-EL	1,2 x 45 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1245IO-EL	1,2 x 45 cm	1 unidad/caja	


Retropubic system


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGSD1245WSIO-TVT	1,2 x 45 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
*IGSD1245IO-TVT	1,2 x 45 cm	1 unidad/caja	

* Con guaina protettiva/with transparent sheath/con vaina transparente




 Sistema protesico uro-ginecologico per il trattamento dell' incontinenza urinaria femminile da sforzo. InGyne MIS è una mini sling in monofilamento di polipropilene con guaina trasparente, da posizionare con l'utilizzo di due aghi introduttori e un accessorio guida in acciaio per approccio transotturatorio IN-OUT.

 Uro-gynaecological prosthetic system for the treatment of the female stress urinary incontinence. InGyne MIS is a mini sling in polypropylene monofilament with transparent sheath, to be used with two stainless helical introducers and an accessory guide for transobturator approach IN-OUT.


 Sistema protésico uro-ginecológico para el tratamiento de la incontinenza urinaria femenina por esfuerzo. InGyne MIS está compuesta por una sling de monofilamento de polipropileno con vaina transparente, para ser utilizado con dos introductores helicoidales de acero inoxidable y con un accesorio guía por la técnica transobturadora IN-OUT.

Transobturator IN-OUT system

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
NMS12PLUS-EL	1,2 x 12 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	



Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche





Sistema protesico urologico composto da una sling in monofilamento di polipropilene e due aghi introduttori elicoidali in acciaio inox, per approccio transotturatorio.




Urologic prosthetic system composed of a monofilament polypropylene sling and two helical stainless steel introducers for transobturator approach.



Sistema protésico urológico compuesto por una sling de polipropileno monofilamento y dos introductores desechables de acero inoxidable por técnica transobturadora




Transobturator system

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
DLMSI1250EL	1,2 x 50 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	



Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche



67 g/m²

- Sistema protesico uro-ginecologico, composto da una rete macroporosa in monofilamento di polipropilene, e quando previsto, aghi introduttori in acciaio inox monouso per approccio transotturatorio e ischiorettale.
- Uro-gynaecological prosthetic system composed by a macroporous polypropylene monofilament mesh and, when required, stainless steel disposable introducers needles for transobturator approach and ischioirectal.
- Sistema protésico uro-ginecológico compuesto por una malla de monofilamento de polipropileno macroporoso y, en caso necesario, agujas de introducción desechables de acero inoxidable por técnica transobturadora y isquirrectal.

InGyne PRO A® Anterior repair


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPROADL (mesh)	central body 5 x 7,9 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
IGPROADL-EL (system)	central body 5 x 7,9 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 unidad/caja	


InGyne PRO P® Posterior repair





Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q. tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPROPDL (mesh)	central body 5 x 13 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box	
IGPROPDL-IR (system)	central body 5 x 13 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 unidad/caja	

Sistema protesico uro-ginecologico, composto da una rete macroporosa in monofilamento di polipropilene con una guaina trasparente, e quando previsto, aghi introduttori in acciaio inox monouso per approccio transotturatorio e ischiorettale 

Uro-gynaecological prosthetic system composed by a macroporous polypropylene monofilament mesh with transparent sheath and, when required, stainless steel disposable introducers needles for transobturator and ischiorectal. 

Sistema protésico uro-ginecológico compuesto por una malla de monofilamento de polipropileno macroporoso con vaina transparente y, en caso necesario, agujas de introducción desechables de acero inoxidable por técnica transobturadora y isquirrectal. 



InGyne PRO A® Anterior repair


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPROAML (mesh)	central body 5 x 7,9 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	
IGPROAML-EL (system)	central body 5 x 7,9 cm slings 1,2 x 16,4 cm		
IGPROAML-TO (system)	central body 5 x 7,9 cm slings 1,2 x 16,4 cm		






InGyne PRO P® Posterior repair

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPROPML (mesh)	central body 5 x 13 cm slings 1,2 x 16,4 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	
IGPROPML-IR (system)	central body 5 x 13 cm slings 1,2 x 16,4 cm		

Sistema di aggancio
Hooking system
Sistema de enganche





39 g/m²

-  Rete ultra leggera macroporosa in monofilamento di polipropilene.
-  Macroporous ultra-lightweight mesh in polypropylene monofilament.
-  Malla de polipropileno monofilamento macroporosa y ultra-ligera.

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPELB0407	4 x 7 cm	5 pezzi/scatola 5 pieces/box 5 unidades/caja	
IGPELB0608	6 x 8 cm		
IGPELB1015	10 x 15 cm		
IGPELB1524	15 x 24 cm		
IGPELB0630	6 x 30 cm		
IGPELB3030	30 x 30 cm		


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPELB1836	Mesh 1: 18 x 3 cm Mesh 2: 18 x 3 cm Mesh 3: 18 x 6 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	
IGPELB18348	Mesh 1: 18 x 3 cm Mesh 2: 18 x 4,5 cm Mesh 3: 18 x 8 cm		
IGPELB23348	Mesh 1: 23,5 x 3 cm Mesh 2: 23,5 x 4,5 cm Mesh 3: 23,5 x 8 cm		

Rete leggera macroprosa in monofilamento di polipropilene. 

Macroporous lightweight mesh in polypropylene monofilament. 

Malla de polipropileno monofilamento macroporosa y ligera. 



48 g/m²



Pelvic Organ Prolapse Suspension

Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
IGPELBPOPS1	central body 3 x 4,5 cm slings 18 x 2,4 cm	2 pezzi/scatola 2 pieces/box	
IGPELBPOPS2	central body 3 x 4,5 cm slings 18 x 2,4 cm	2 unidades/caja	

48 g/m²





HALbaMesH è una protesi chirurgica, parzialmente composita, trasparente, leggera, ultra sottile, non riassorbibile, in polipropilene, composta da una rete in monofilamento macroporosa, parzialmente rivestita su un lato da un film. HALbaMesH è una protesi ritagliabile.

HALbaMesH is a transparent, lightweight, ultra-thin, non-absorbable surgical prosthesis, in polypropylene, made by a monofilament macroporous mesh and partially covered on one side with a transparent film. HALbaMesH is a cuttable prosthesis.

HALbaMesH es una malla/prótesis quirúrgica macroporosa de polipropileno monofilamento, no absorbible, ligera, ultra-fina, transparente y parcialmente recubierta en uno de sus lados por un film transparente. HALbaMesH es una prótesis recortable.


Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
CSP0317	3 x 17 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	
CSP0517	5 x 17 cm		
CSP0324	3 x 24 cm		
CSP03050620	3 x 20 cm		




Protesi chirurgica composta, ritagliabile, non riassorbibile, in polipropilene, composta da una rete in monofilamento macroporosa, parzialmente rivestita su un lato da un film trasparente.

This is a composite, cuttable, non-absorbable prosthesis in polypropylene, composed by a monofilament macroporous mesh partially covered with transparent film.

Esta es una prótesis compuesta, cortable, no-absorbible en polipropileno, compuesta para una malla macroporosa en monofilamento revestida parcialmente en film transparente.




Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
CSP030616	3 x 16 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	



Codice/Code Código	Misura/Size Medidas	Q.tà/Qty Cantidad	Forma/Shape Forma
CSPML0316	3 x 16 cm	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja	

Surgical Meshes Italian Manufacturer



Atal innovations is a leading manufacturer of surgical meshes, providing high-quality products for various medical applications. Our products are designed to meet the needs of surgeons and patients alike, ensuring the best possible outcomes.



Atal innovations is committed to providing high-quality surgical meshes that meet the needs of surgeons and patients alike. Our products are designed to be durable, flexible, and easy to use.

Atal innovations is a leading manufacturer of surgical meshes, providing high-quality products for various medical applications. Our products are designed to meet the needs of surgeons and patients alike.

Atal innovations is a leading manufacturer of surgical meshes, providing high-quality products for various medical applications. Our products are designed to meet the needs of surgeons and patients alike.